Roma, 30/10/2026

Dichiarazione relativa agli aggiornamenti di sicurezza PHP

Con la presente, confermiamo che i diversi servizi MIR, tra cui MyMIR, le API utilizzate da MIR Spiro e DDS, sono stati aggiornati e che sono state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per mitigare le vulnerabilità recentemente identificate in PHP.

I software MIR Spiro e Winspiro PRO, installati presso il cliente, non contengono né eseguono componenti PHP.

In particolare, in merito alle vulnerabilità critiche CVE-2026-109618 e CVE-2026-109619, segnalate il 21 ottobre 2026, siamo intervenuti tempestivamente applicando le misure di mitigazione raccomandate. Successivamente, non appena sono state rese disponibili le patch ufficiali, abbiamo provveduto ad aggiornare PHP all'ultima versione disponibile, conformemente alle indicazioni del team di sicurezza PHP.

Per quanto riguarda la vulnerabilità CVE-2026-115560, segnalata il 23 ottobre 2026 e relativa alla gestione delle sessioni PHP, abbiamo verificato che i nostri servizi non risultano interessati, grazie all'utilizzo di un sistema di gestione delle sessioni indipendente dal meccanismo nativo PHP coinvolto nella vulnerabilità.

A ulteriore garanzia di sicurezza, abbiamo comunque adottato misure preventive aggiuntive, tra cui la disabilitazione della funzionalità nativa PHP di monitoraggio dell'avanzamento dei caricamenti (session.upload_progress.enabled=0).

Confermiamo pertanto che gli aggiornamenti di sicurezza sono stati applicati ai servizi MIR sopra indicati e che, sulla base delle verifiche effettuate, tali servizi non risultano esposti alle vulnerabilità menzionate.

MIR – Medical International Research S.p.A.
Adriano Mencarini
CTO

Firma _____